

UNNA

интегрированная платформа



www.unabeauty.eu



UNNA

дистанционное обновление







радиочастотная терапия



вакуум



термотерапия



ионофорез



фотостимуляция



магнитотерапия



мезотерапия



электрофорез



IPL пульсирующий свет



Машина интегрирована со всеми доступными технологиями. Для активации просто подключитесь к * конкретному аппликатору и выберите лечение

* Требуется тележка и модуль

** Аппликаторы могут быть приобретены отдельно в зависимости от необходимости.



Одно прикосновение,
чтобы получить доступ
ко всем функциям



Лечение

- Дистанционное обновление новых процедур
- Исследования в области технологий, типологий или аппликаторов
- Инструкция с фотографиями и видео для каждой процедуры
- Меры предосторожности и противопоказания к проведению процедур
- Оптимальная программа процедур для решения проблемы
- Дополнительные продукты (косметика и расходные материалы)
- Печать информации для клиента
- Добавить в "избранное" с целью частого применения



Управление

- Планирование назначений для Спа
- Детали имя, лечение, время, дата, заметки, длительность
- Падение изменить назначения
- Визуализация и печать календаря
- Ежедневно, ежедневно, ежемесячно и сроки режим
- Формирование времени и дней работы Спа
- Управление покупками и историей действий
- Управление прейскурантом Спа



Тест

- Дистанционное обновление с новыми тестами
- Один интерфейс для всех исполняемых тестов
- Исследования в области технологий, типологий и аппликаторов
- Инструкция с фотографиями и видео для каждой процедуры
- Продукты, связанные с каждого теста
- Выберите в качестве "избранное"
- Результаты тестов с именем Клиента для печати
- Индивидуальные распечатки с именем Спа



Клиенты

- Управление информацией о клиенте
- Список и детальный вид графиков
- Быстрое поиск по графику
- Реестр лечений, выполненных клиентам
- Меморандум о процедурах и лечении, которые будут выполнены
- История болезни с поля для заметок и противопоказаний
- Информация сохраняется на смарт-карте Клиента
- Распечатка списка «клиенты» или расписания



Обучение

- Словарь технологий
- Научно-технический словарь по технологиям
- Типы данных
- Словарь для символов безопасности, связанных с аппликаторами
- Словарь противопоказаний
- Противопоказан при описании и OMS код
- Тест для проверки обучения курса
- Метод E-Learning для получения сертификатов



Магазин

- Общий каталог продукции для проведения процедур и лечения
- Список категорий: косметика, аппликаторы, принадлежности и т.д.
- Описание и фотоизображение доступных продуктов
- Меморандум для напоминания покупки продуктов
- Корзина для простой и понятной покупки продуктов
- Проверьте наличие продуктов в режиме реального времени
- Управление закупками на основании количества и скидки
- Выбор оплаты и доставка

Интегрированное обучение

Картинка стоит тысячи слов, поэтому **UPLA**, кроме описания каждого протокола, который содержит информацию о проведении процедуры и технологии в деталях, с помощью видео и четких фотографий демонстрирует: как правильно держать аппликатор; области его применения и участки тела, где его применение запрещено; как выполнять движения и где расположить каждый аппликатор. Видео могут быть расширены на весь экран для более удобного просмотра или для демонстрации клиентам.



Мнолоканальность и мультилечение

UPLA содержит несколько выходных каналов, которые имеют раздельное управление. При одновременном проведении процедур, которые несовместимы с точки зрения технологии и типа, **UPLA** предупредит об этом оператора. Благодаря наличию независимых выходных каналов, в случае неисправности одного, для выполнения данной конкретной процедуры может быть использован другой.



Модули

UPLA является первой взаимозаменяемой модульной системой. При разработке новых технологий, их внедрение, а также последующее обновление процедур, происходит путем установки новых модулей. Таким образом, при незначительных затратах можно всегда быть в курсе последних новинок. Благодаря этой запатентованной технологии, в случае неисправности, модули могут быть легко заменены непосредственно оператором без посторонней помощи.



UNA

интегрированная платформа



Стандартная комплектация

- Базовый блок с внутренними модулями
- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
- Шнур питания
- Педаль
- Смарт-карта администратора
- Запасные предохранители
- 24 месяца гарантии

Тележка

Тележка для дополнительных модулей и консолей



Дополнительный модули

- Модуль IPL - Интенсивный пульсирующий свет
- Модуль MD - Микродермабразия
- Модуль OXY - Кислород 95



Модель:	UNA BEAUTY v.1.0
Назначение:	для эстетического использования Для профессионального, а не бытового использования
Классификация:	Класс I тип BF
Размер:	ширина: 41,5 см Глубина: 34 см Высота в закрытом виде: 22,5 см
Питание:	напряжение: 100-240В (47-63Гц) Мощность: 300 Вт 10 А
Сертификаты:	ЕС Сертификат CE Регулирование 62-39 Мощность Поставщик Безопасность EN 60601-1
Сила технологий:	Все технологии настроены на не превышать максимальные уровни, предусмотренные Положением о секторе.
Характеристики:	12 "" Цвет наклонный сенсорный экран Коммуникации: Wi-Fi, доступ в Интернет, Internet Key (USB) Ридер смарт-карты Доступ с картой защиты Самодиагностика модулей, аппликаторов, систем Дистанционное обновление

Клинические тесты

Маркетинговая поддержка

Для увеличения количества продаж процедур доступны около 150 маркетинговых материалов (плакаты, брошюры, листовки и т.д.), которые могут быть выбраны в соответствии с потребностями центра, доступные также в режиме онлайн на сайте поддержки.



Соответствие мебели

Функциональность и дизайн объединились в мебельной линии UNA. Клиентам предлагаются решения, разработанные, чтобы максимально рационально использовать пространство салона и наиболее комфортно в нем работать.



Косметическая линейка

Более 80 позиций косметической продукции внесены в протоколы лечения, для получения максимального эффекта. Покупка может быть осуществлена непосредственно с интегрированного онлайн-магазина без ограничений в количестве единиц заказа или минимальной сумме заказа.



Клинические тесты

66 Клинические тесты, проведенные ведущими университетами, научно-исследовательскими центрами и врачами, демонстрируют эффективность интегрированных технологий UNA. Она же, в свою очередь, является одной из немногих машин на рынке, прошедших огромное количество клинических испытаний.



Правовая информация
 Патенты: Основные Операции, графический интерфейс, протокол связи, внутренняя логика, модули, признание аппликаторов, методы самостоятельной калибровки, схемы подключения защищены патентами. Клинические испытания, логотипы и фотографии в рамках настоящей брошюры, являются собственностью соответствующих владельцев. Безопасность: Различные функции обеспечения соответствия с положениями Закона о защите данных для обработки данных клиента (Итальянский Законодательный декрет 196/2003). Брошюра и термины: Данные, фотографии и все остальное, описанные не содержат договорных обязательств и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Различные технологии или аппликаторы могут быть еще не доступны на момент маркетинга в Италии. Обновления: надо быть подключен к Интернету, чтобы получить обновления. Конфигурация: Различные технологии, описанные в этой брошюре требуют поддержки Корзина и соответствующий модуль. Базовая конфигурация не включает аппликаторы, которые можно приобрести отдельно в соответствии с индивидуальными потребностями. Клинические тесты 01/01/2012

Gruppo Fatrotek s.p.a.
 Headquarter
 via Case Rosse, 22
 84131 Salerno IT
 tel. +39 089 38 13 39
 fax +39 089 38 54 016
 vendite@unamail.eu

Bureau Belarus
 Minsk - Belarus,
 tel. +375 445 510 138
 belarus@unamail.eu

www.unabeauty.eu